

Dornier *Aries*

Fisioterapia por ondas de choque con tecnología Smart Focus





TEOC – Tratamiento mínimamente invasivo

La terapia extracorpórea de ondas de choque (TEOC) es un tratamiento ambulatorio no invasivo que no precisa analgesia ni anestesia. Las ondas de choque se transmiten por el cabezal, desde el exterior del cuerpo hacia la zona dolorosa localizada previamente, usando el dolor de biofeedback expresado por el paciente. Para ello podemos usar la palpación ó el método de “apuntar y disparar” a baja potencia con el aplicador. Las ondas de choque producen una estimulación y curación naturales mediante la activación de los mecanismos de auto-reparación del cuerpo.

Pioneros en ondas de choque

Promovida por Dornier MedTech, la terapia extracorpórea por ondas de choque (TEOC) se ha utilizado con éxito en todo el mundo para diversas indicaciones ortopédicas y fisioterápicas durante más de veinte años.

Aplicador ergonómico

El diseño ligero y ergonómico del aplicador permite un cómodo uso durante los tratamientos. Los botones de control integrados en la parte superior del cabezal del aplicador facilitan un fácil manejo con un solo dedo y permite regular sin pausas tanto el nivel de energía aplicado como la frecuencia de ondas de choque emitida.

Ventajas

- Amplio rango de potencia
- Ondas de choque consistentes y fiables
- Larga vida útil del corazón del aplicador (EEOC)
- Pantalla táctil de intuitivo y fácil uso
- Aplicador fácilmente intercambiable por el usuario
- Transportable – caja o carro de transporte opcionales



or ondas de choque compacto y eficaz



Smart Focus

Permite al usuario decidir la profundidad de penetración regulando su variabilidad con un solo aplicador. Las ondas se transmiten por un canal lineal de profundidad variable según la potencia escogida. El equipo **Aries** de Dornier elimina la necesidad de lentos y engorrosos intercambios durante el tratamiento ya que no usa almohadillas de gel como accesorios complementarios.

Emisor de ondas de choque electromagnético

El **Aries** de Dornier está dotado de un emisor de ondas de choque electromagnéticas (EEOC) circular plano, lo que constituye una innovación tecnológica única en terapia fisioterapéutica. Sus resultados siguen representando un gran éxito en la aplicación de las ondas de choque en los últimos tiempos debido a la generación de ondas de choque consistentes y reproducibles.

Espectro de indicaciones ortopédicas

- *Epicondilitis lateral*
- *Fascitis plantar*
- *Dolor en hombro y cuello*
- *Aquilodinia*
- *Síndrome tibial anterior*
- *Tendinopatía rotuliana*
- *Lumbalgia*
- *Punto gatillo*





WE'RE ALL ABOUT PEOPLE.

Sede Central

Dornier MedTech GmbH
Argelsrieder Feld 7
82234 Wessling
Alemania

Europa

Dornier MedTech Europe GmbH
Argelsrieder Feld 7
D-82234 Wessling
Alemania
Teléfono: +49-8153-888 625
Fax: +49-8153-888 444

Dornier MedTech Italia s.r.l.
Via Arrigo Cavaglieri N. 26
00173 Roma
Italia
Teléfono: +39-06-72 35 289
Fax.: +39-06-72 35 302

Dornier MedTech Espana
Pedro Y Pons 9-11
Edificio Masters
E-08034 Barcelona
España
Teléfono: +34-93-203 9316
Fax: +34-93-205 3814

Dornier MedTech France SARL
Ferme de St Paul
1545 route d'Epagny
F - 74330 Sillingy
Francia
Teléfono: +33-4-50 22 18 94
Fax: +33-4-50 24 24 53

Dornier MedTech Europe GmbH
Moscow Representative Office
Uliza Mytnaya 3
Office 21
119049 Moscú
Rusia
Teléfono: +7-495-230 29 94
Fax.: +7-495-739 51 33

Asia/Pacífico

Dornier MedTech Asia Pte. Ltd.
2 Corporation Road
#05-11/12 Corporation Place
Singapore 618494
Teléfono: +65-6665-5788
Fax: +65-6665 6711

Japón

Dornier MedTech Japan
Meguro Estate Building
3-8-5 Kami-Ohsaki
Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021
Japón
Teléfono: +81-3-3280 3550
Fax: +81-3-3280 3555



CE 1275