

DORNIER MEDILAS H SOLVO™

TRATAMIENTO RESOLUTIVO DE CÁLCULOS



Dornier Medilas H Solvo™ forma parte integral de los procesos de trabajo del quirófano endourológico para conseguir la pulverización de cálculos y otras patologías de los tejidos blandos de las vías urinarias.

Este láser de holmio de 30 W es un sistema compacto y transportable capaz de proporcionar toda la potencia necesaria que requiere este trabajo.

Su utilidad y eficiencia se ven potenciados por 6 modos de aplicación seleccionables que aseguran mayor flexibilidad y versatilidad de uso.



«Realmente disfruto trabajando con Medilas H Solvo™! Es extremadamente eficiente. Los cálculos se rompen tan rápidamente que es un auténtico gozo resolver con tanta facilidad esta patología. Es fácil de manejar y permite monitorizar constantemente los parámetros. Además, aseguro el control total del láser durante todo el procedimiento mediante el interruptor de 3 pedales.»

- Dr. F. De Marco, Gruppo INI, Grottaferrata, Italia

FÁCIL

- Con los modos de aplicación Dornier, los parámetros de tratamiento se ajustan fácilmente pulsando solo un botón.
- Gracias al exclusivo pedal inalámbrico, no tiene que preocuparse por las averías en los cables o por riesgo de tropezos.
- La conexión DVI que incluye la función Picture in Picture mantiene los parámetros de tratamiento siempre a la vista, asegurando una ergonomía adecuada para el usuario.
- Una ergonómica pantalla táctil y en color, con los menús definidos, minimiza la posibilidad de errores.



RÁPIDO

- Reduzca los tiempos de tratamiento mediante una fragmentación rápida y precisa de todos los cálculos con los modos de aplicación Dornier.
- Evite reposicionamientos innecesarios de la fibra y del endoscopio. El modo avanzado del láser Dornier ha sido diseñado específicamente para reducir el movimiento de los cálculos manteniendo fija la forma del impulso.
- Dado que el equipo no requiere ningún tiempo de calentamiento, su configuración se realiza rápidamente y sin esfuerzos.

EFICIENTE

- Experimente un completo control “manos libres” usando el interruptor de tres pedales para manejar plenamente el láser durante el tratamiento sin ninguna asistencia de soporte.
- El equipo ocupa poco espacio, su diseño compacto y ligero mejora su transportabilidad y puede ser instalado fácilmente donde usted precise.
- Las fibras de la colección FlexFiber de Dornier están pensadas para conseguir la máxima precisión en la asistencia al paciente y preservar un rendimiento óptimo del láser.



En colaboración con cirujanos urológicos, el equipo Dornier Medilas H Solvo™ ha sido dotado con 6 modos de aplicación que permiten el ajuste automatizado y continuado de los parámetros de tratamiento según sus necesidades, aumentando así la eficiencia y el rendimiento de su trabajo en quirófano.


Modo de pulverización Dornier



- **Modo estándar:** Adecuado en cálculos urinarios y en tratamientos seleccionados de tejidos blandos. En este modo el láser permite todos los ajustes de energía y frecuencia y sus combinaciones.

- **Modo de pulverización:** Destruye por completo cálculos pequeños o medianos sin dañar el tejido circundante. Produce un polvo suficientemente fino para facilitar la evacuación natural de los residuos, eliminando así la necesidad de tener que recuperar fragmentos.

Modo de fragmentación Dornier



- **Modo de fragmentación:** Rápido y eficiente para romper cálculos grandes o duros en el riñón o el uréter; no deja residuos en forma de polvo y permite la retirada completa de los fragmentos de cálculo con la ayuda de instrumentos de recuperación.


Modo avanzado Dornier



- **Modo de impulso único:** Este modo es particularmente apropiado para cálculos pequeños situados en zonas de alto riesgo. Permite una transmisión precisa y controlada de la energía asegurando que el impulso láser solo se aplique en la zona deseada del cálculo.

- **Modo avanzado:** Los impulsos del modo avanzado Dornier permiten un aumento lento y progresivo de la potencia y la densidad de energía del impulso, reduciendo al mínimo el movimiento de los cálculos durante el tratamiento. Esto reduce los tiempos de tratamiento gracias a la menor necesidad de reajuste del endoscopio o de la fibra de láser y la menor utilización de instrumentos de fijación en el canal de trabajo.

Modo para tejidos blandos Dornier




- **Modo para tejidos blandos:** Desarrollado específicamente para aplicaciones en tejidos blandos, este modo ajusta la duración, la energía y la frecuencia del impulso para optimizar el corte y la coagulación.

«Los 6 modos de aplicación hacen que los tratamientos sean radicalmente más eficientes para mí. Una vez seleccionado el modo de aplicación, el equipo Dornier Medilas H Solvo™ recomienda los parámetros apropiados al iniciar cada tratamiento. Además, asegura que la transmisión de la energía esté optimizada para ahorrar tiempo de desintegración, pulverización y/o corte.»

– Dr. F. Strittmatter, LMU Múnich, Alemania

DORNIER MEDILAS H SOLVO™



A nivel mundial, los profesionales del ámbito de la medicina mejoran su práctica de resolución de los cálculos con el equipo láser Dornier Medilas H Solvo™. Experimente la nueva energía de Dornier y únase al nutrido grupo de médicos urólogos que consiguen el mejor rendimiento en el ámbito de tratamiento de estas enfermedades urológicas.

DORNIER MEDILAS H SOLVO™ HA SIDO DESARROLLADO POR DORNIER MEDTECH -

LA EMPRESA DORNIER, CONOCIDA POR SU TECNOLOGÍA
PIONERA Y SUS TERAPIAS REVOLUCIONARIAS EN EL
ÁMBITO DE LA UROLOGÍA, LIDERA LA TECNOLOGÍA Y
MEJORA LA CALIDAD DE VIDA EN EL MUNDO ENTERO.

Central

Dornier MedTech GmbH
Argelsrieder Feld 7
82234 Weßling
Alemania

América

Dornier MedTech America, Inc.
1155 Roberts Boulevard N.W.
Kennesaw, Georgia 30144
USA
Tel: +1-770-426-1315
Fax: +1-770-514-6291
E-mail: info@dornier.com

Asia/Pacífico

Dornier MedTech Asia Pte Ltd
6 Commonwealth Lane
#02-01/02 GMTI Building
Singapur 149547
Tel.: +65-6572-6068
Fax: +65-6572-6093
E-mail: infoasia@dornier.com

Japón

Dornier MedTech Japan
Meguro Estate Building
3-8-5 Kami-Ohsaki
Shinagawa-ku, Tokio 141-0021
Japón
Tel.: +81-3-3280 3550
Fax: +81-3-3280 3555
E-mail: info.japan@domedtech.co.jp

Europa

Dornier MedTech Europe GmbH
Argelsrieder Feld 7
82234 Weßling
Alemania
Teléfono: +49-8153-888-625
Fax: +49-8153-888-444
E-mail: infoeurope@dornier.com

Dornier MedTech Italia s.r.l.
Via Arrigo Cavaglieri N. 26
00173 Roma
Italia
Teléfono: +39-06-72 35 289
Fax: +39-06-72 35 302

Dornier MedTech España, S.L.
Av. Alcalde Barnils, 64-68
Módulo A - 1º 3ª
08174 Sant Cugat del Vallés
(Barcelona)
España
Teléfono: +34-93-203 9316
Fax: +34-93-205 3814

Dornier MedTech France SARL
Ferme de St Paul
1545 route d'Epagny
74330 Sillingy
Francia
Teléfono: +33-450-22 18 94
Fax: +33-450-24 24 63

Dornier MedTech Europe GmbH
Moscow Representative Office
Uliza Mytnaya 3
Office 21
119049 Moscú
Rusia
Teléfono: +7-495-739 51 32
Fax: +7-495-739 51 33

www.dornier.com

FÁCIL | RÁPIDO | EFICIENTE

