

A healthcare professional in white scrubs with a stethoscope around her neck is smiling and holding the hand of an elderly female patient. The patient is wearing a white hospital gown and white sandals. They are standing on a large, circular, orange mat. The background is a bright, clean clinical setting with a lamp and a plant visible.

SEGURIDAD A CADA PASO

CareMat

LA ALFOMBRA SENSIBLE A LA PRESIÓN PARA EL CUIDADO DE ENFERMOS

APLICACIÓN

El cuidado de personas con demencia, riesgo de caídas y problemas de deambulación requiere grandes esfuerzos por parte de los cuidadores. Sin embargo, no es necesario limitar completamente la libertad de movimiento de los pacientes para garantizar su calidad de vida y mantener su autonomía dentro de los límites razonables. La alfombra sensible a la presión CareMat puede ser de gran ayuda en este sentido.



Ámbitos de aplicación ■ Residencias de ancianos, hospitales, clínicas, psiquiátricos y viviendas particulares

Instalación ■ Fácil conexión al sistema de llamada luminosa del edificio
■ Colocación junto a la cama o junto a la puerta de la habitación

Características ■ Dispositivo de alarma de gran fiabilidad
■ Versatilidad
■ Superficie muy adherente y antideslizante
■ Material higiénico y fácil de limpiar
■ Asas de soporte para facilitar su manipulación
■ Práctica carcasa para una conexión por radio o por cable
■ Construcción robusta y duradera

Ventajas para el personal a cargo de los pacientes ■ Evita caídas gracias a una rápida prestación de auxilio
■ Reducción de rondas de control nocturnas
■ Menores costes adicionales para la sanidad

Ventajas para los residentes o los pacientes ■ Libertad de movimiento sin restricciones
■ Sentimiento de seguridad gracias a un dispositivo de protección visible
■ Mejora de la calidad de vida

SITUACIÓN COTIDIANA EN UN CENTRO DE CUIDADOS MÉDICOS

En los centros de cuidados médicos, la CareMat contribuye considerablemente a mantener la calidad de vida de los pacientes, y constituye una gran ayuda para el personal sanitario. La CareMat simplemente se coloca junto a la cama o junto a la puerta de la habitación y se conecta por cable o radio al sistema de llamada luminosa del edificio. Si una persona pisa la alfombra, la CareMat envía una señal a su cuidador. De esta manera, el riesgo de que los pacientes sufran daños por caídas y los peligros que se presentan cuando pierden la orientación o se escapan se reducen considerablemente.

1



Los pacientes con demencia se encuentran a menudo inquietos y desorientados. A menudo intentan ponerse de pie sin ayuda.

2



CareMat ofrece protección de confianza. Cuando alguien pisa la CareMat se emite una señal de llamada al sistema de llamada luminosa del edificio. De esta forma, el personal a cargo puede actuar rápidamente.

3



La rápida asistencia al paciente puede evitar posibles caídas. De este modo se evita también la salida sin vigilancia de las distintas áreas.

4



CareMat: el asistente de confianza para el personal sanitario y los pacientes.

DATOS TÉCNICOS


La CareMat puede colocarse junto a la cama o junto a la puerta de la habitación, por lo que puede adquirirse con conexión por radio o por cable. Los cables y la batería del radiotransmisor pueden intercambiarse fácilmente.

- CareMat A** ■ 1100 x 700 x 9 mm, 8,2 kg
- CareMat B** ■ 700 x 400 x 9 mm, 3,2 kg
- CareMat C** ■ 1100 x 700 x 9 mm, 6,5 kg
- Material** ■ Poliuretano
- Superficie** ■ Superficie con «botones»
- Color** ■ Amarillo Care, Gris Care
- Salida de contacto** ■ Cable: Contacto de funcionamiento o de parada, circuito de resistencia
- Radio: Protocolo específico del fabricante
- Conexión** ■ La preparará su socio de referencia a la medida de su sistema de comunicaciones

CareMat A



CareMat C



CareMat B



SU SOCIO DE CONFIANZA

BBC Bircher Smart Access, con sede central en Beringen, Suiza, es el fabricante líder a nivel internacional de sistemas de sensores de presión y proximidad que garantizan la seguridad de personas, vehículos e instalaciones en puertas y portones automáticos, en la industria, en el transporte público y en la sanidad.



Su socio de referencia de CareMat en Europa

meta-care GmbH
Akazienhofstraße 20
A-9020 Klagenfurt

Tel. +43 5 1721 0
Fax +43 5 1711 6200
www.meta-care.eu
office@meta-care.eu

Con sucursal en Suiza

Su fabricante y socio de referencia de CareMat para todos los demás países

BBC Bircher Smart Access
Wiesengasse 20
CH-8222 Beringen

Tel. +41 52 687 11 11
Fax +41 52 687 11 12
www.caremat.ch
info@bircher.com